

# BLACK-FIRE\*



## Poedervrije nitrile onderzoekshandschoenen


# DE HANDSCHOEN DIE DUBBEL WERK DOET

Als eerstehulpverlener hebt u meer dan één taak. Nu hebben uw handschoenen dat ook. De nieuwe BLACK-FIRE\* nitrile onderzoekshandschoen beschermt u bij het werken met patiënten en wanneer u het verkeer moet omleiden. De handschoen waarschuwt u zelfs als er een gevaarlijke scheur in zit.



### Aan twee kanten te dragen

De BLACK-FIRE\* handschoen beschikt over een zwarte kant en een opvallende oranje kant. Deze is handig voor het omleiden van verkeer en in situaties met slecht zicht.



### Breukdetectie

Dankzij de gepatenteerde QUICK CHECK\* technologie ontdekt u snel waar scheuren en beschadigingen de bescherming aantasten.

Eerstehulpverleners moeten op elke situatie zijn voorbereid. De innovatieve BLACK-FIRE\* handschoenen van Halyard helpen u daarbij en bieden u de dubbele bescherming die u zoekt in een handschoen.



NIEUW!

## BLACK-FIRE\*

Poedervrije nitrile onderzoekshandschoenen

### BLACK-FIRE\* NITRILE ONDERZOEKS- HANDSCHOENEN ZIJN ONTWERPEN VOOR SUPERIEURE BESCHERMING EN VEILIGHEID.

- Gepatenteerde samenstelling met nitril voor optimaal comfort en sterkte
- Bevat geen natuurlijke latex

#### Twee handschoenen in één



BLACK-FIRE\* handschoenen kunnen aan twee kanten worden gedragen. Draag de oranje kant naar buiten toe in situaties waarbij zichtbaarheid van groot belang is.

#### QUICK CHECK\* technologie



BLACK-FIRE\* handschoenen beschikken over de gepatenteerde QUICK CHECK\* technologie waarmee u eenvoudig scheuren kunt ontdekken, doordat de opvallende oranje binnenlaag dan zichtbaar wordt.

**Let op:** Deze onderzoekshandschoenen bieden geen bescherming tegen hitte of brand. Gebruik ze daarom niet in situaties waarin u wordt blootgesteld aan vuur, vlammen of andere hittebronnen.



KNOWLEDGE NETWORK\* Klinische voorlichting  
Deskundige klantenservice  
Professionele buitendienst  
Hulpmiddelen & best practices  
Klinisch onderzoek  
Streven naar perfectie

### BLACK-FIRE\* Nitrile onderzoekshandschoenen

Artikel	Maat	Verpakking
45256	X-Small	150 stuks/doos 10 dozen/verpakking
45257	Small	150 stuks/doos 10 dozen/verpakking
45258	Medium	150 stuks/doos 10 dozen/verpakking
45259	Large	150 stuks/doos 10 dozen/verpakking
45260	X-Large	140 stuks/doos 10 dozen/verpakking

### Productspecificaties

Diktemetingen*	MM
Middelvinger:	0,14
Handpalm:	0,10
Manchet:	0,09
Gemiddelde lengte:	> 242mm

\* gebaseerd op een medium handschoen

### Fysieke eigenschappen

#### Voor veroudering

Gemiddelde kracht tot breekpunt:	9 N
Breukrek:	650%

#### Na veroudering

Gemiddelde kracht tot breekpunt:	11 N
Breukrek:	550%

### Kwaliteitsnormen

CE-gemarkeerd product op basis van richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.  
Klasse van het hulpmiddel: I  
Voldoet aan EN 455, EN 374 en EN 420  
PPE Cat III en goedgekeurd voor verwerking van levensmiddelen.  
Gefabriceerd conform kwaliteitssystemen ISO 13485 en ISO 9001.

### AQL - EN455-1

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau

1.0

Patent aangevraagd

Ga voor meer informatie over BLACK-FIRE\* handschoenen naar [www.halyardhealth.nl](http://www.halyardhealth.nl)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Halyard:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)  
Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)  
Tel: 0800 78 775 (gratis uit BE)  
Fax: 0800 78 774 (gratis uit BE)  
[customerservice.bnl@hyh.com](mailto:customerservice.bnl@hyh.com)